

Warum AMA RUT Expert?



Täglicher Einsatz!

- Entworfen für die Routine
- Kosteneffiziente Lösung



Unterstützt Mehrfachbiopsie!



- Erhöht die Chancen, Urease in verschiedenen Magenteilen nachzuweisen
- Das Biopstat kann für die weitere Nachuntersuchung weiterverwendet werden

Optimal für Lagerung und Transport!



- Keine besonderen Transportbedingungen
- Lagerung bei +15 bis +50°C
- Verpackungseinheiten: 10 oder 50 Tests AMA RUT Expert pro Karton
- Gewicht des AMA RUT Readers — 40 g



AMA – DIAGNOSTIK EINFACH GEMACHT



www.amarut.com
expert@amarut.com

Europäische Patentanmeldung №15189671.9

1

DER ERSTE IN DER WELT
SCHNELLER UREASETEST
MIT ELEKTRONISCHEM LESEGERÄT
Für den Nachweis der Bakterien *H.pylori*



AMA RUT Expert

Revolutionary

Warum wählen die Ärzte für die Endoskopie AMA RUT Expert mit dem AMA RUT Reader für den Nachweis von *H.pylori*?

Kein Warten auf die Farbveränderung — automatische Untersuchung des Biopats, Zeitersparnis für den Arzt.

Gekürzte Analysezeit, dank der kinetischen Bewertung der Testergebnisse: das Gerät stoppt und speichert die Ergebnisse, sobald sie verfügbar sind.

Der Fokus liegt beim Patienten: AMA RUT Expert mit dem elektronischen Reader nimmt den konventionellen Nachweis der Bakterien *H.pylori* vor und entlastet den Arzt.



• **Hohe Sensibilität — 98%, dank:**

- 1) Elektronischer Ableseung – präziser, als das menschliche Auge;
- 2) Semiquantitatives Ergebnis: HP+++, HP++, HP+ oder HP-.

• **Hohe Spezifität — 100%, dank:**

- 1) Messung der Urease, welche im Biopat vorhanden ist, zum Zeitpunkt der Entnahme;
- 2) Der Struktur des AMA RUT Expert, welche die gezielte Reaktion garantiert.

Kurze Betriebsanleitung

